


# Guia de Tamanho Eson 2 Fisher & Paykel

[www.cpaps.com.br](http://www.cpaps.com.br)



Recorte ao longo da linha rosa

## INSTRUÇÕES

Imprima o arquivo em tamanho real ou 100%.

Para conferir se a impressão está correta, a régua abaixo deve ter a mesma escala de uma régua real em centímetros.

**ALINHE UMA RÉGUA EM CENTÍMETROS**



Recorte ao longo da linha rosa na parte interna e externa do molde.

Experimente cada tamanho no nariz, alinhando o molde com a linha dos olhos, conforme desenho abaixo.

