



Ficha Técnica

Produto: Máscara Oronasal Amara Gel Sem Exalação

Fabricante: Philips Respironics

Descrição

Máscara oronasal projetada para pacientes em terapia respiratória com sistemas de ventilação sem exalação integrada. Possui almofada de gel para maior conforto e vedação.

Especificações

- **Produto:** Máscara Oronasal Amara Gel Sem Exalação
- **Fabricante:** Philips Respironics

Descrição do Produto

- A Máscara Oronasal Amara Gel da Philips foi projetada para pacientes que necessitam de suporte ventilatório em terapias respiratórias. Sua principal característica é a ausência de válvula de exalação, tornando-a ideal para uso em sistemas de ventilação com exalação separada. Oferece conforto e ajuste superior devido à almofada de gel macia e ao design leve e ergonômico.

Especificações Técnicas

- **Material da Almofada:** Gel médico de alta qualidade
- **Material do Armação:** Policarbonato leve e resistente
- **Peso:** Aproximadamente 120g
- **Conexão com Tubo:** Padrão de 22 mm

- **Compatibilidade:** Sistemas de ventilação com válvulas de exalação separadas
- **Tamanhos Disponíveis:** Pequeno (S), Médio (M), Grande (L)
- **Ajuste de Fixação:** Tiras ajustáveis com velcro para maior segurança
- **Pressão Suportada:** Até 30 cmH₂O
- **Isenção de Látex:** Produto livre de látex
- **Características e Benefícios:**
- **Conforto Superior:** Almofada de gel que se adapta aos contornos do rosto.
- **Design Compacto:** Leve e discreto para uso prolongado.
- **Facilidade de Limpeza:** Componentes desmontáveis para higienização eficiente.
- **Vedação Segura:** Minimiza vazamentos durante a terapia.
- **Compatibilidade Universal:** Conexão padrão para sistemas CPAP e BiPAP.
- **Recomendações de Uso:**
- Ideal para pacientes que respiram pela boca durante o sono ou necessitam de ventilação oronasal.
- Deve ser utilizada exclusivamente com dispositivos que possuam exalação incorporada.

Cuidados e Manutenção

- Limpeza diária com água morna e sabão neutro.
- Não expor à luz solar direta por períodos prolongados.
- Substituir componentes conforme recomendação do fabricante (geralmente a cada 6 meses).

Características

- Conforto superior com almofada de gel
- Design compacto e leve
- Fácil higienização e desmontagem
- Vedação eficaz para minimizar vazamentos

Recomendações

Uso exclusivo com dispositivos de ventilação com válvula de exalação separada.

Cuidados

Limpar diariamente com água morna e sabão neutro. Substituir componentes periodicamente.