

Máscara O2 Alta Concentração Pediátrica - Foyomed Descrição do

Produto:

Máscara de oxigênio de alta concentração pediátrica, projetada para uso em crianças que necessitam de suplementação de oxigênio em níveis elevados. Oferece conforto, segurança e eficiência na administração de oxigênio, promovendo uma terapia respiratória eficaz para pacientes pediátricos.

Características Técnicas

- **Marca:** Foyomed
 - **Tipo:** Máscara de oxigênio de alta concentração pediátrica
 - **Material:** Vinil macio e atóxico, livre de látex
 - **Conector de Entrada:** 6 a 8 mm, compatível com tubos de oxigênio padrão
 - **Fio Elástico:** Para ajuste confortável e seguro ao rosto da criança
 - **Reservatório (Bolsa):** Capacidade de 600 ml a 1000 ml, assegurando alta concentração de oxigênio
 - **Tamanho:** Pediátrico
 - **Cor:** Transparente, facilitando a visualização do rosto do paciente
-

Benefícios e Vantagens

- **Alta Concentração de Oxigênio:** Proporciona níveis de oxigênio de 60 a 90%, dependendo do fluxo administrado.
 - **Design Ergonômico:** Desenvolvida para ajuste adequado ao rosto infantil, garantindo conforto durante o uso prolongado.
 - **Uso Seguro:** Livre de látex, reduzindo o risco de alergias.
 - **Ventilação e Segurança:** Válvulas unidirecionais que permitem a exalação, evitando a entrada de ar externo, assegurando a eficácia da terapia.
 - **Conforto Ajustável:** Elástico de fácil ajuste, oferecendo maior conforto para o paciente pediátrico.
-

Indicação de Uso

Indicada para pacientes pediátricos em tratamentos hospitalares ou domiciliares que necessitam de terapia com oxigênio de alta concentração, em condições de insuficiência respiratória, hipoxemia e outras patologias respiratórias.

Especificações de Funcionamento

- **Fluxo de Oxigênio Recomendado:** 6 a 15 litros por minuto
 - **Concentração de Oxigênio:** 60 a 90% (dependendo do fluxo)
-

Condições de Armazenamento

- Armazenar em local seco e fresco, longe de luz direta e umidade.
 - Temperatura de armazenamento: entre 5°C e 40°C.
 - Umidade relativa: < 80%.
-

Embalagem

- Embalada individualmente em plástico selado, garantindo esterilidade e praticidade no manuseio.
 - **Validade:** 5 anos, desde que respeitadas as condições de armazenamento.
-

Normas e Certificações

- **Certificação:** Atende aos padrões de segurança e eficácia para dispositivos médicos
 - **Regulamentação:** Conformidade com ANVISA e normas internacionais (ISO e CE)
-

Observação: Uso sob supervisão de um profissional de saúde.