

Ficha Técnica

Cânula Nasal para Polissonografia com Conexão Rotativa Mark Med

Informações Gerais:

- **Produto:** Cânula Nasal para Polissonografia com Conexão Rotativa
- **Fabricante:** Mark Med
- **Registro ANVISA:** 80047309209
- **Indicação:** Monitoramento do fluxo respiratório em exames de polissonografia

Características Principais:

- **Conexão Rotativo:** Possui conexão rotativa que aumenta a segurança durante o exame, permitindo maior mobilidade do paciente sem comprometer a qualidade do sinal.
- **Compatibilidade:** Compatível com diversos modelos de polissonógrafos, garantindo versatilidade na utilização.

Design e Conforto:

- **Material:** Fabricada com materiais de alta qualidade que proporcionam conforto ao paciente durante o exame.
- **Ajuste Anatômico:** Desenho anatômico que se adapta às diferentes conformações nasais,

Especificações técnicas:

- **Diâmetro:** 14 Fr
- **Comprimento:** 1,40 metros
- **Conexão :** Rotativa, permitindo movimentos sem desconectar ou torcer a cânula

Compatibilidade:

- **Equipamentos Compatíveis:** Polissonógrafos de diversas marcas e modelos que utilizam conexão padrão para cânulas nasais.



Itens Inclusos:

- 1 Cânula Nasal para Polissonografia com Conexão Rotativa no tamanho selecionado (Adulto ou Infantil)
- Manual de Instruções

Cuidados e Manutenção

- **Uso Único:** Produto descartável, destinado a uso único. Deve ser descartado após a realização do exame.
- **Armazenamento:** Conservar em local seco, arejado e ao abrigo da luz solar direta
- **Validade:** Verificar a data de validade impressa na embalagem antes do uso

Garantia:

- **Prazo:** Não aplicável, por se tratar de um produto descartável de uso único.

Fone: (48) 4042-1861- E-mail: vendas@cpapfit.com.br